



CATALOGUE D'ANALYSES : PRODUITS COSMÉTIQUES

ÉDITION 2022

ANALYSES	MÉTHODE	SEUIL	DÉLAIS MINIMUM (JOUR OUVRÉ)
Bactéries aérobies mésophiles/g	NF ISO 21149 (hors validation) ***	< 10	3
<i>Candida albicans</i> /g	NF ISO 18416 (hors validation) ***	Absence/Présence	2
<i>Escherichia coli</i> /g	NF ISO 21150 (hors validation) ***	Absence/Présence	2
Germes non spécifiés/g	NF EN ISO 18415 (hors validation)***	Absence/Présence	3
Germes spécifiés/g	NF ISO 18415 (hors validation)***	Absence/Présence	3
Levures-Moisissures/g	NF ISO 16212 (hors validation) ***	< 10	3
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /g	NF ISO 22717 (hors validation) ***	Absence/Présence	2
<i>Staphylococcus aureus</i> /g	NF ISO 22718 (hors validation) ***	Absence/Présence	2
Test de croissance (évaluation de la protection anti-microbienne d'un produit cosmétique)	NF EN ISO 11930	/	28

Nous étudions sur demande tout cahier des charges spécifique.

*** Toutes ces méthodes peuvent faire l'objet d'une validation par matrice et sur demande préalable